

## FO-AG-C / FO-AG-I / FO-AG-IGT

La serie delle nostre fodere sono progettate, prodotte e testate per proteggere materassi in poliuretano espanso o in fibra cava dal contatto diretto con il letto e con le lenzuola dell'utilizzatore.

La fodera FO-AG-C è composta al 100% da cotone ed è realizzata per rivestire completamente i materassi compatibili. È inoltre dotata di una cerniera che corre su due lati e che consente un agevole inserimento e rimozione dei materassi che la fodera può rivestire. Misure 85x195x14 cm

La fodera FO-AG-I è composta da 100% PL – POLIESTERE realizzata per rivestire completamente i materassi compatibili. La fodera è ignifuga. Misure 85x195x14 cm

La fodera FO-AG-IGT è composta da 45% PL – POLIESTERE (tessuto di supporto) e 55% PU – POLIURETANO (spalmatura) è realizzata per rivestire completamente i materassi compatibili. La fodera è ignifuga impermeabile e traspirante. Misure 85x195x14 cm /

Our series of covers are designed, produced and tested to protect polyurethane foam or hollow-fibre mattresses from direct contact with the bed and the user's sheets.

The FO-AG-C cover is 100% cotton and is made to completely cover compatible mattresses. It also features a zipper along two sides to easily put it on and take it off of mattresses that it can be used on. Dimensions 85x195x14 cm

The FO-AG-I cover is 100% PL – POLYESTER and is made to completely cover compatible mattresses. The cover is fireproof. Dimensions 85x195x14 cm

The FO-AG-IGT cover is 45% PL – POLYESTER (substrate) and 55% PU - POLYURETHANE (coating) and is made to completely cover compatible mattresses. The cover is fire retardant, waterproof and breathable. Dimensions 85x195x14 cm



cod. FO-AG-C



cod. FO-AG-I



cod. FO-AG-IGT

Disponibile in larghezza 120 cm / Available width 120 cm