



Red



Dark grey

## GILDA

Dispositivo medico classe I / Class I Medical device

La poltrona GILDA è una poltrona relax elettrica a due motori, che esalta l'indipendenza dei movimenti tra l'inclinazione dello schienale e l'elevazione dei poggiatesta. Ha una struttura in legno e metallo mentre l'imbottitura è in poliuretano espanso a densità differenziata. Le comode orecchie modello Bergère unite alla forma dello schienale e alla finitura dell'imbottitura permettono il riposo anche per lunghi periodi, rendendo queste poltrone relax dei sostituti perfetti del letto di casa. La possibilità di estrarre sia i comodi poggiatesta laterali, i braccioli e le fiancate laterali permette un comodo trasbordo della persona da e per il letto oltre che rendere semplicemente più agevole la permanenza sulla poltrona specialistica. La poltrona è realizzata in tessuto tecnico, antimacchia ed idrorepellente. /

GILDA is an electric relax armchair with two motors, that enhances the separate movements of the inclination of the backrest and the elevation of the footrest. It has a wood and metal structure while the padding is differentiated density polyurethane foam. The comfortable Bergère model side headrests combined with the shape of the backrest and the finish of the padding allow extended resting periods, making these relax design armchairs the perfect substitutes for a home bed. The possibility of pulling out the comfortable side headrests, armrests and siderests make it possible to conveniently transfer the person from and to the bed, in addition to making it easier to stay on the specialised armchair for longer. The chair is made with technical, stain-proof and water-proof fabric



■ Posizione lift-up / Lift-up position



■ Posizione TV / TV position



■ Posizione relax / Relaxing position



■ Roller System - Standard



**Roller system** (di serie): È un pratico meccanismo di sollevamento su quattro ruote indipendenti azionato mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore: un sistema funzionale e pratico che permette di trasportare facilmente la poltrona da una stanza all'altra. /

**Roller system** (standard): This is a practical lifting mechanism on four independent wheels actuated by a pedal lever at the back: a functional and practical system to easily transport the armchair to different rooms.



**Funzione lift della seduta** (di serie): il meccanismo lift della seduta solleva la poltrona in verticale fino a 10 cm incrementando l'agevolazione di discesa/salita per chi ha difficoltà motorie e permette di raggiungere la massima apertura fino a 180°. /

**Seat lift function** (standard): the seat lift function mechanism raises the armchair vertically up to 10 cm making it easier for people with motor problems to get in and out, and it reaches a maximum opening of 180°.



**Copri poltrona** (optional): copertura per la poltrona in tinta con le poltrone relax utile a proteggere le zone maggiormente soggette a usura. /

**Armchair cover** (optional): matching armchair cover with relax design armchairs to protect areas that are more subject to wear



**Maniglione** (optional): maniglione in acciaio che permette una maggiore maneggevolezza nello spostare la poltrona. /

**Handle** (optional): the steel handle makes it easier to move the armchair.

### Versatilità / Versatility

Lo smontaggio delle parti laterali permette la traslazione dell'utente dalla poltrona al letto, o alla sedia a rotelle ecc. I braccioli estraibili permettono anche di posizionare la poltrona sotto al tavolo da pranzo /

Disassembly of the side parts allows to transfer the user from the armchair to the bed, or to the wheelchair etc. The removable armrests also make it possible to position the armchair under the dining table



■ Poggiatesta laterali estraibili /  
Removable side head rests



■ Fiancata laterale estraibile /  
Removable siderest



■ Braccioli estraibili / Removable  
armrests

**GILDA**

Adattabile  
Versatile  
Pratica

