




OLIMPIA SLIM

Poltrona elevabile a due motori

Olimpia Slim è la versione compatta della poltrona relax Olimpia, pensata per offrire il massimo comfort in uno spazio ridotto. Con una struttura più stretta, è ideale per ambienti contenuti o esigenze di spazio specifiche. Dotata di due motori indipendenti, permette di regolare separatamente schienale e poggiapiedi. Il rivestimento in tessuto 100% poliestere è ignifugo, antimacchia e idrorepellente, disponibile in tre colori. Il telecomando intuitivo consente di selezionare facilmente le posizioni relax, TV e lift-up. Grazie al Roller System attivabile con una leva posteriore, la poltrona può essere spostata in sicurezza anche con l'utente seduto. Olimpia Slim è una soluzione compatta, sicura e funzionale.



Olimpia Slim è un dispositivo medico di classe 1 secondo quanto previsto dal Regolamento 2017/745 e successive modifiche.



Verde



Cachi



Senape

Disponibile anche in grigio e blu navy (non ignifughi)




■ POSIZIONE LIFT-UP



■ POSIZIONE TV



■ POSIZIONE RELAX



Roller system (di serie): È un pratico meccanismo di sollevamento su quattro ruote indipendenti azionato mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore: un sistema funzionale e pratico che permette di trasportare facilmente la poltrona da una stanza all'altra.